



# Prato de pesagem autocentrante suspenso para comparador de massa manual WAY 500.5Y.KO, WAY 1.5Y.KO, WAY 2.5Y.KO

WX-001-0426

More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,12Q](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,12Q)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Visão geral

O prato de pesagem autocentrante suspenso foi projetado especificamente para os comparadores de massa manuais WAY 5Y.KO.

Instalado Ele é instalado durante a fase de produção do dispositivo no lugar do prato de pesagem padrão, portanto, deve ser pedido ao solicitar um comparador (não é vendido como um produto separado). O prato de pesagem tem as seguintes funções: colocando vários pesos, que são resultantes do padrão de referência, descentrados, posicionando o centro de gravidade dos padrões de teste e de referência sempre no mesmo lugar.



## **Compatível com (Additional Fee)**

Comparador de massa manual WAY 5Y.KO