



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,6NX](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,6NX)

## Cable PT0453



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

El cable PT0453 se utiliza para conectar una balanza de la serie 5Y o un terminal PUE CY10 con un alimentador automático PA-04/H. Su longitud estándar es de 2 m.

## Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A  
Balanza analítica XA 5Y.A  
Balanza analítica AS 5Y  
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F

Balanza analítica XA 5Y  
Alimentador vibratorio  
Microbalanza XA 5Y.M  
Impresoras de recibos