



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,6NX](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,6NX)

## Câble PT0453

WX-013-0238



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Le câble PT0453 est utilisé pour connecter une balance de la série 5Y ou un terminal PUE CY10 à un distributeur automatique vibratoire cylindrique PA-04/H. Sa longueur standard est de 2 m.

### Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance XA 5Y.M.A  
Balance analytique XA 5Y.A  
Balance analytique AS 5Y  
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F

Balance analytique XA 5Y  
Distributeurs vibratoires  
Microbalance XA 5Y.M  
Imprimante de tickets de caisse