

100 μ I ÷ 1000 μ I - RW8-106-20-9 Micropipetas PA-203-0006





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos		
Volume	100 – 1000 µl	
Erro sistemático	2,0% / 0,6%	
Erro randômico	0,7% / 0,2%	
Dicas	1000 μΙ	



Compativel com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P Balanças automáticas para calibração de micropipetas