



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,9XE

Automatische Pipette 100 µl ÷ 1000 µl - RW8-106-20-9

PA-203-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter

Volumen	100 – 1000 µl
Genauigkeitsfehler	2,0% / 0,6%
Wiederholbarkeitsfehler	0,7% / 0,2%
Spitzen	1000 µl



Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung