

Bandeja de filtro 160

WX-001-0405





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

La bandeja se utiliza para recoger las partículas que puedan caer del filtro. Proporciona protección adicional para el mecanismo de pesaje. Debe colocarse dentro de la cámara del filtro debajo del platillo de pesaje en el que se pesa el filtro. La bandeja se puede quitar y limpiar fácilmente.



Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para filtros MYA 5Y.F