

KIT 195 - juego para determinar la densidad de los cuerpos fijos y liquidos

More information on the website mirror.radwag.com/es/info,w1,FS4

WX-002-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Kit para determinación de densidad de sólidos y líquidos, se pretende para balanzas de laboratorio con platillo 195×195 mm.

Kit está hecho de acero inoxidable, permite la determinación de la densidad:

cuerpos solidos líquidos

El KIT 85 se usa para analizar granulados con una densidad mayor o menor que 1 g/cm3

Trabaja con (Additional Fee)

Balanza de precisión WLC X7 Balanza de precisión WLC Balanza de precisión WLC C/2 Balanza de precisión PS R2

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

