



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,GWF](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,GWF)

## Automatyczna komora do ważenia filtrów

WX-002-0135



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Automatyczna komora do ważenia filtrów charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności, a duża, ażurowa szalka umożliwi precyzyjne ważenie filtrów różnej wielkości (max  $\varnothing 100$ ). Jest wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na działanie środków chemicznych, przebarwień i zarysowań. Innowacyjny system demontażu komory ułatwia jej czyszczenie. Górna pokrywa komory posiada przeszklony otwór, dzięki czemu użytkownik ma możliwość upewnienia się, że podczas zamykania komory filtr nie zmienił swojego położenia.

Automatyczna komora do ważenia filtrów może być zastosowana w mikrowadze MYA 5Y oraz ultramikrowadze UYA 5Y po demontażu tradycyjnej komory ważenia.

Składając zamówienie na automatyczną komorę do ważenia filtrów należy podać numer fabryczny posiadanej wagi. Wymianę standardowej komory na dedykowaną do filtrów może przeprowadzić wyłącznie autoryzowany serwis RADWAG.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Mikrowaga MYA 5Y

