



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,K2J](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,K2J)

## Piattelli monouso



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Le piattelli monouso per la pesatura degli essiccatori sono utilizzate per misurare con precisione il peso dei campioni durante il processo di essiccazione. Riducono al minimo il rischio di contaminazione dei campioni, particolarmente importante nei laboratori e nell'industria alimentare, farmaceutica e chimica.

Pensati per le termobalance  $\varnothing 90$  mm  
disponibili in confezioni da 50 pezzi

Facilità d'uso Sono comodi e facili da usare, eliminano la necessità di lavare e asciugare le pentole dopo ogni utilizzo, risparmiando tempo e risorse. Misurazione precisa Le piattelli monouso sono progettate per fornire risultati accurati e ripetibili, fondamentali per un'analisi precisa nelle macchine di pesatura.

**Eliminazione dei residui** Le piattelli monouso vengono eliminate dopo l'uso, eliminando il problema dei campioni residui di misurazioni precedenti che possono influenzare i risultati delle analisi successive.

**Versatilità** Possono essere utilizzate per una varietà di tipi di campioni, tra cui solidi, polveri e liquidi, rendendole uno strumento versatile nei laboratori.

## Compatibile con

Termobilancia MA X7.IC.A  
Termobilancia MA 5Y  
Termobilance MA X2.IC.A  
Termobilance MA X2.A

Termobilancia MA X7.A  
Termobilancia MA 5Y.IC  
Termobilancia MA R