



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,OC3](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,OC3)

## Kabel PT0455

WX-013-0239



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Das Kabel PT0455 wird für den Anschluss der 5Y-Waage oder des PUE CY10-Terminals an einen printer RADWAG RTP verwendet. Die Standardlänge beträgt 1,8m.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
 UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem  
 Präzisionswaage 5Y.PM  
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
 Mikrowaage XA 5Y.M.A  
 Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
 Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO  
 Robotische Massekomparatoren  
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
 Automatische Massekomparator AK-4  
 Automatische Massekomparator AKM-2  
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
 Automatische Massekomparator UMA

Manuelle Suszeptometer zur Magnetismusmessung  
 Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
 Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO  
 Automatische Vakuum-Massekomparatoren  
 Feuchtebestimmer PMV 5Y  
 Automatische Suszeptometer zur Magnetismusmessung  
 Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
 Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB  
 RMC F Roboter-Wägesystem  
 RB F Roboter-Wägesystem  
 Mikrowaage XA 5Y.M  
 Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
 Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
 Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
Dichte-Massekomparatoren  
Mikrowaage MYA 5Y

Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Thermische Drucker