

## Kabel PT0455

WX-013-0239





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Beschreibung**

Das Kabel PT0455 wird für den Anschluss der 5Y-Waage oder des PUE CY10-Terminals an einen printer RADWAG RTP verwendet. Die Standardlänge beträgt 1,8m.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem Präzisionswaage 5Y.PM Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F Mikrowaage XA 5Y.M.A Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO Robotische Massekomparatoren Ultra-Mikrowaage UYA 5Y Automatische Massekomparator AK-4 Automatische Massekomparator AKM-2 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F Automatische Massekomparator UMA Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Manuelle Suszeptometer zur Magnetismusmessung
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO
Automatische Vakuum-Massekomparatoren
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Automatische Suszeptometer zur Magnetismusmessung
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB
RMC F Roboter-Wägesystem
RB F Roboter-Wägesystem
Mikrowaage XA 5Y.M
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S