



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,OGP

Pompka do odsysania cieczy do AP-12/12.5Y

WX-001-0480



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Specjalna pompka do odsysania cieczy Pompka umożliwia jednoczesne odsysanie cieczy ze wszystkich kanałów pomiarowych. Dzięki temu opróżnianie wszystkich naczyń odbywa się w jednym czasie bez konieczności wykonywania tej czynności osobno dla każdego z nich. Takie rozwiązanie znacząco usprawnia pracę i skraca czas pomiarów w przypadku pipet wielokanałowych. Jednoczesne odsysanie cieczy zwiększa wygodę obsługi systemu i poprawia płynność całego procesu kalibracji.

Pompka do odsysania cieczy jest standardowym (bezpłatnym) elementem wyposażenia automatu do kalibracji pipet wielokanałowych AP-12/12.5Y.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagi automatyczne do kalibracji pipet

