



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,U4E](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,U4E)

# Bomba de succión de líquidos

WX-001-0445



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

Succión de precisión, mediciones sin errores El dispositivo tiene dos bombas internas y dos botones incorporados que se usan para operar bombas separadas. Los botones iluminados informan sobre el funcionamiento de una bomba específica. El conjunto tiene dos puntas que permiten la succión de agua de un solo vaso de precipitados (punta de un solo canal) o de cuatro pipetas simultáneamente (punta de cuatro canales). El agua de ambos canales se descarga al vaso de precipitados a través de un tubo. La bomba se alimenta a través de USB A en el terminal de pesaje. Se puede alimentar, por ejemplo, con un cargador de teléfono.

## Trabaja con (Additional Fee)

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas  
Microbalanza XA 5Y.M.A  
Balanza analítica XA 5Y.A

Balanza analítica XA 5Y  
Microbalanza XA 5Y.M  
Microbalanza MYA 5Y