

500 μl ÷ 5000 μl - RW8-107-20-9 Micropipetas $_{\text{PA-203-0007}}$





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Volume	500 – 5000 μl
Erro sistemático	2,0% / 0,5%
Erro randômico	0,6% / 0,15%
Dicas	5000 μΙ



Compativel com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P Balanças automáticas para calibração de micropipetas