



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,VML](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,VML)

# Automatische Pipette 500 µl ÷ 5000 µl - RW8-107-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	500 – 5000 µl
Genauigkeitsfehler	2,0% / 0,5%
Wiederholbarkeitsfehler	0,6% / 0,15%
Spitzen	5000 µl



## Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung