



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,VML

Automatische Pipette 500 µl ÷ 5000 µl - RW8-107-20-9

PA-203-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter

Volumen	500 – 5000 µl
Genauigkeitsfehler	2,0% / 0,5%
Wiederholbarkeitsfehler	0,6% / 0,15%
Spitzen	5000 µl



Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung