



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,VML](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,VML)

## 500 µl ÷ 5000 µl - RW8-107-20-9 Otomatik Pipetler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |               |
|--------------------------|---------------|
| Hacim                    | 500 – 5000 µl |
| Systematic error         | 2,0% / 0,5%   |
| Tekrarlanabilirlik error | 0,6% / 0,15%  |
| Uçlar                    | 5000 µl       |



### İle uyumlu

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi

Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler