



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,XM1](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,XM1)

## Cable PT0443

WX-013-0229



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Visão geral

PT0443 Cable is used to connect the 5Y series balance or the PUE CY10 terminal to a computer. Its standard length is 1,8 m.

Optionally, the cable is used to connect the 5Y series balance or the PUE CY10 terminal to:

AS X2 and AS R series balances PS X2 i PS R series balances PM C32 series balances WLC and WTC series balances, and C315 series scales MAS and MPS series weighing modules

## Compatível com (Additional Fee)

Plataforma à prova d'água H315 HR  
Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P  
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P  
Plataforma de pesagem C315  
Balança de precisão 5Y.PM

Ultra-Microbalança UYA 5Y  
Balança analítica AS 5Y  
Balança de precisão PS 5Y  
Balança de precisão PS R2.H  
Balança de precisão WTC

Microbalança para filtros MYA 5Y.F  
Balança analítica AS X7  
Microbalança XA 5Y.M.A  
Balança de precisão WLC  
Balança de precisão PS R2  
Plataforma em aço inoxidável H315 4H  
Balança de precisão WLC X7  
Plataforma à prova d'água H315 H  
!Terminal de pesagem PUE CY10  
Plataforma Multifuncional CY10  
Plataforma em aço inoxidável, versão para fosso H315.4 H/Z  
Plataforma de pesagem C315.4  
Balança de precisão C32.PM  
Balança analítica XA 5Y.A

Balança de precisão CY10  
Plataforma de pesagem H315 4C  
Balança analítica para filtros XA 5Y.F  
Balança de precisão PS X7  
Balança de precisão WLC C/2  
Microbalança MYA 5Y  
Balança de precisão PS R1  
Balança analítica XA 5Y  
Analisador de umidade PMV 5Y  
Microbalança XA 5Y.M  
Balança analítica AS R1 PLUS  
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F  
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S  
Módulos MAS.1.Y