



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,01Z

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 10 kg), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı | E1 |
| Konstrüksiyon | |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Ağırlık | 21 111,11 g |
| Nominal değer | 1 mg – 10 kg |
| Quantity | 29 adet |

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar