



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,07X](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,07X)

# Módulo de comunicação IM02.1 (MediaBox)

WX-016-0303



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Construção	
Classe de proteção	IP 43
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	3xRS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Condições ambientais	
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação
Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo L x P x A	100×100×37 mm



## Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P

Balança de precisão CY10

Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P  
 Balança de precisão 5Y.PM  
 Microbalança para filtros MYA 5Y.F  
 Microbalança XA 5Y.M.A  
 Terminal de pesagem PUE CY10  
 Plataforma Multifuncional CY10  
 Balança analítica XA 5Y.A  
 Ultra-Microbalança UYA 5Y

Balança analítica para filtros XA 5Y.F  
 Microbalança MYA 5Y  
 Balança analítica XA 5Y  
 Analisador de umidade PMV 5Y  
 Microbalança XA 5Y.M  
 RS 232, RS 485 cabos  
 Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F  
 Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S

## Dimensões do dispositivo L x P x A

