

Módulo de comunicação IM02.1 (MediaBox) _{WX-016-0303}





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, 4IN/40UT, Virtual Com
Parâmetros físicos	

100×100×30,5 mm




Dimensões até dispositivo L x P x A

Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P Balança de precisão 5Y.PM Microbalança para filtros MYA 5Y.F Microbalança XA 5Y.M.A !Terminal de pesagem PUE CY10 Plataforma Multifuncional CY10 Balança analítica XA 5Y.A Ultra-Microbalança UYA 5Y

Balança de precisão CY10
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Microbalança MYA 5Y
Balança analítica XA 5Y
Analisador de umidade PMV 5Y
Microbalança XA 5Y.M
RS 232, RS 485 cabos
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S

Dimensões do dispositivo L x P x A



100×100×30,5 mm