



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,07X](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,07X)

# Módulo de comunicación IM02.1 (MediaBox)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Parámetros físicos	
Dimensiones de aparato	100×100×30,5 mm




## Trabaja con

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
 Balanza de precisión 5Y.PM  
 Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
 Microbalanza XA 5Y.M.A  
 Balanzas CY10 para CCE  
 Terminal de pesaje PUE CY10  
 Báscula multifuncional CY10  
 Balanza analítica XA 5Y.A  
 Ultra-Microbalanza UYA 5Y

Balanza de precisión CY10  
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
 Microbalanza MYA 5Y  
 Balanza analítica XA 5Y  
 Analizador de Humedad  
 PMV 5Y  
 Microbalanza XA 5Y.M  
 Cables RS 232, RS 485  
 Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F  
 Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S

## Dimensiones de aparato



100×100×30,5 mm