



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,07X](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,07X)

# Module de communication IM02.1 (MediaBox)

WX-016-0303



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Interface de Communication

Interface de Communication RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com

### Paramètres physiques

Dimensions d'appareil 100×100×30,5 mm




## Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P  
 Balance de précision 5Y.PM  
 Microbalance pour filtres MYA 5Y.F  
 Microbalance XA 5Y.M.A  
 Balances CY10 pour CPP  
 Terminal de pesage PUE CY10  
 Balance multifonctionnelle CY10  
 Balance analytique XA 5Y.A

Balance de précision CY10  
 Balance analytique pour filtres XA 5Y.F  
 Microbalance MYA 5Y  
 Balance analytique XA 5Y  
 Dessiccateur PMV 5Y  
 Microbalance XA 5Y.M  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F  
 Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S

## Dimensions d'appareil



100×100×30,5 mm