



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,07X

Module de communication IM02.1 (MediaBox)

WX-016-0303



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Construction | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Degré de protection | IP 43 |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 3xRS232, 4IN/4OUT, Virtual Com |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |
| Paramètres physiques | |
| Dimensions d'appareil L x P x H | 100×100×37 mm |



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P

Balance de précision CY10

Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
 Balance de précision 5Y.PM
 Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
 Microbalance XA 5Y.M.A
 Balances CY10 pour CPP
 Terminal de pesage PUE CY10
 Balance multifonctionnelle CY10
 Balance analytique XA 5Y.A
 Ultra-Microbalance UYA 5Y

Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
 Microbalance MYA 5Y
 Balance analytique XA 5Y
 Dessiccateur PMV 5Y
 Microbalance XA 5Y.M
 Câbles RS 232, RS 485
 Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
 Modules complémentaires
 Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S

Dimensions d'appareil L x P x H

