



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,07X

Modulo di comunicazione IM02-1 (MediaBox)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Parametri fisici	
Device dimensions	100×100×30,5 mm




Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
 Bilancia di precisione 5Y.PM
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
 Microbilancia XA 5Y.M.A
 Bilance CY10 per controllo CPC
 Terminale di pesata PUE CY10
 Bilancia multifunzione CY10
 Bilancia analitica XA 5Y.A
 UYA 5Y Ultra-Microbilancia

Bilancia di precisione CY10
 Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
 Microbilancia MYA 5Y
 Bilancia analitica XA 5Y
 Termobilancia PMV 5Y
 Microbilancia XA 5Y.M
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
 Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S

Device dimensions



100×100×30,5 mm