



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,07X](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,07X)

# Modulo di comunicazione IM02-1 (MediaBox)

WX-016-0303



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	3xRS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Environmental conditions	
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation
Parametri fisici	
Device dimensions L x P x A	100×100×37 mm



## Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P

Bilancia di precisione CY10

Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
 Bilancia di precisione 5Y.PM  
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
 Microbilancia XA 5Y.M.A  
 Bilance CY10 per controllo CPC  
 Terminale di pesata PUE CY10  
 Bilancia multifunzione CY10  
 Bilancia analitica XA 5Y.A  
 UYA 5Y Ultra-Microbilancia

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
 Microbilancia MYA 5Y  
 Bilancia analitica XA 5Y  
 Termobilancia PMV 5Y  
 Microbilancia XA 5Y.M  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri  
 Moduli aggiuntivi  
 Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S

## Device dimensions L x P x A

