



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,07X](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,07X)

## Moduł komunikacyjny IM02.1 (MediaBox)

WX-016-0303



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	100×100×30,5 mm




### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
 Waga precyzyjna 5Y.PM  
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
 Mikrowaga XA 5Y.M.A  
 Wagi CY10 do KTP  
 Terminal wagowy PUE CY10  
 Waga wielofunkcyjna CY10  
 Waga analityczna XA 5Y.A  
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Waga precyzyjna CY10  
 Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
 Mikrowaga MYA 5Y  
 Waga analityczna XA 5Y  
 Wagosuszarka PMV 5Y  
 Mikrowaga XA 5Y.M  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
 Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S

## Wymiary urządzenia



100×100×30,5 mm