



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,07X

Moduł komunikacyjny IM02.1 (MediaBox)

WX-016-0303



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	3xRS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Warunki środowiskowe	
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia S x G x W	100×100×37 mm



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Waga precyzyjna CY10
 Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F

Waga precyzyjna 5Y.PM
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
 Mikrowaga XA 5Y.M.A
 Wagi CY10 do KTP
 Terminal wagowy PUE CY10
 Waga wielofunkcyjna CY10
 Waga analityczna XA 5Y.A
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Mikrowaga MYA 5Y
 Waga analityczna XA 5Y
 Wagosuszarka PMV 5Y
 Mikrowaga XA 5Y.M
 Przewody RS 232, RS 485
 Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
 Moduły dodatkowe
 Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S

Wymiary urządzenia S x G x W

