



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,080](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,080)

# Balança automática para stents AK-5/100.STENT

WL-506-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	5,1 g
Resolução [d]	0,1 µg
Faixa de tara	-5,1 g
Peso mínimo (USP)	0,8 mg
Peso mínimo (U=1%, k=2)	0,08 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	1 µg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,8 µg
Linearidade	±5 µg
Ajuste	externa
Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até dispositivo L x P x A	395×195×420 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	860×800×550 mm
Peso líquido	20 kg

### Parâmetros físicos

Peso bruto 30 kg

### Interface de comunicação

Interface de comunicação 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

### Parâmetros elétricos

Fonte de alimentação 100 – 240 V AC 50/60 Hz

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Acessórios (Additional Fee)

Impressora de recibos  
Leitor de impressão digital

Módulos adicionais