



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,080

AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents

WL-506-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	5,1 g
Zifferschritt [d]	0,1 µg
Tarierbereich	-5,1 g
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,8 µg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	1 µg
Min. Einwaage (USP)	0,8 mg
Min. Einwaage (U=1%, k=2)	0,08 mg
Garantierte Wiederholbarkeit [5%]	1,5 µg
Garantierte Wiederholbarkeit [Max]	2 µg
Linearität	±5 µg
Justierung	extern
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Abmessungen des Geräts	395×195×420 mm

Physikalische Parameter

Verpackungsgröße 860×800×550 mm

Nettogewicht 20 kg

Bruttogewicht 30 kg

Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Elektrische Parameter

Stromversorgung 100 – 240 V AC 50/60 Hz

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör (Additional Fee)

Thermische Drucker
Fingerabdruck-Leser

Zusätzliche Module