



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,080

AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents

WL-506-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max]	5,1 g
Ablesbarkeit [d]	0,1 µg
Tarierbereich	-5,1 g
Min. Einwaage (USP)	0,8 mg
Min. Einwaage (U=1%, k=2)	0,08 mg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	1 µg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,8 µg
Garantierte Wiederholbarkeit [Max]	2 µg
Garantierte Wiederholbarkeit [5%]	1,5 µg
Linearität	±5 µg
Justierung	extern

Physikalische Parameter

Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Abmessungen des Geräts B x T x H	395×195×420 mm

Physikalische Parameter

Verpackungsgröße B x T x H	860×800×550 mm
Nettogewicht	20 kg
Bruttogewicht	30 kg

Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
----------------	---

Elektrische Parameter

Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
-----------------	-------------------------

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör (Additional Fee)

Thermische Drucker
Fingerabdruck-Leser

Zusätzliche Module