



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,080](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,080)

# AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents

WL-506-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	5,1 g
Zifferschritt [d]	0,1 µg
Tarierbereich	-5,1 g
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,8 µg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	1 µg
Min. Einwaage (USP)	0,8 mg
Min. Einwaage (U=1%, k=2)	0,08 mg
Garantierte Wiederholbarkeit [5%]	1,5 µg
Garantierte Wiederholbarkeit [Max]	2 µg
Linearität	±5 µg
Justierung	extern
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Abmessungen des Geräts	395×195×420 mm

### Physikalische Parameter

Verpackungsgröße	860×800×550 mm
Nettogewicht	20 kg
Bruttogewicht	30 kg

### Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
----------------	---

### Elektrische Parameter

Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
-----------------	-------------------------

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Zubehör (Additional Fee)

Thermische Drucker  
Fingerabdruck-Leser

Zusätzliche Module