



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,080](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,080)

# Balanza automática para stents AK-5/100 STENT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	5,1 g
Legibilidad [d]	0,1 µg
Rango de tara	-5,1 g
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,8 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	1 µg
Porción mínima estándar (USP)	0,8 mg
Porción mínima estándar (U = 1%, k = 2)	0,08 mg
Repetibilidad permitida [5% Máx.]	1,5 µg
Repetibilidad permitida [Máx.]	2 µg
Linealidad	±5 µg
Calibración	externa
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de aparato	395×195×420 mm
Dimensiones de embalaje	860×800×550 mm

Parámetros físicos	
Masa neta	20 kg
Masa bruta	30 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios

Impresoras de recibos  
Lector de huellas dactilares

Módulos adicionales