



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,080

Balanza automática para stents AK-5/100 STENT

WL-506-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Maxima capacidad [Max] | 5,1 g |
| Legibilidad [d] | 0,1 µg |
| Rango de tara | -5,1 g |
| Pesada mínima USP | 0,8 mg |
| Pesada mínima (U=1%, k=2) | 0,08 mg |
| Repetibilidad estándar [Máx.] | 1 µg |
| Repetibilidad estándar [5% Máx.] | 0,8 µg |
| Repetibilidad permitida [Máx.] | 2 µg |
| Repetibilidad permitida [5% Máx.] | 1,5 µg |
| Linealidad | ±5 µg |
| Calibración | externa |

Parámetros físicos

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Pantalla | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Dimensiones de aparato An x Pr x Al | 395×195×420 mm |

Parámetros físicos

Dimensiones de embalaje An x Pr x Al 860×800×550 mm

Masa neta 20 kg

Masa bruta 30 kg

Interface de comunicación

Conectividad 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Parámetros electricos

Alimentacion 100 – 240 V AC 50/60 Hz

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares

Módulos adicionales