



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,080](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,080)

# Automatyczna waga do stentów AK-5/100 **STENT**

WL-506-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	5,1 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 µg
Zakres tary	-5,1 g
Powtarzalność standardowa [5% Max]	0,8 µg
Powtarzalność standardowa [Max]	1 µg
Minimalna naważka standardowa USP	0,8 mg
Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2)	0,08 mg
Powtarzalność dopuszczalna [5% Max]	1,5 µg
Powtarzalność dopuszczalna [Max]	2 µg
Liniowość	±5 µg
Adiustacja	zewnętrzna
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiary urządzenia	395×195×420 mm

### Parametry fizyczne

Wymiary opakowania	860×800×550 mm
Masa netto	20 kg
Masa brutto	30 kg

### Interfejs komunikacyjny

Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
-----------	---

### Parametry elektryczne

Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
-----------	-------------------------

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Drukarki paragonowe  
Czytnik linii papilarnych

Moduły dodatkowe