



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,080

AK-5/100.STENT Automatic Balance for Stents

WL-506-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	5,1 g
Okuma içiñruluđu [d]	0,1 µg
Dara aralıđı	-5,1 g
Minimum ađırlık (USP)	0,8 mg
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	0,08 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	1 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,8 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	2 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	1,5 µg
Dođrusallık	±5 µg
Ayarlama	harici

Fiziksel parametreler

Display	10" grafik renkli dokunmatik
Cihaz boyutları G x D x Y	395×195×420 mm

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y 860×800×550 mm

Net ağırlık 20 kg

Brüt ağırlık 30 kg

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu

Ek modüller