



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,0AD](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,0AD)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 10 kg), Holz-Etui

OK-201-0050



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	21 110 g
Nominalwert	1 g – 10 kg
Anzahl	17 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel