



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,0AD](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,0AD)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 10 kg), boîte en bois

OK-201-0050



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	21 110 g
Valeur nominale	1 g – 10 kg
Nombre	17 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux