



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,0AD

# F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 10 kg), tahta kutulu

OK-201-0050



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 21 110 g

Nominal değer 1 g – 10 kg

Quantity 17 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar