



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,0AP

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 500 g

OP-203-0106



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 500 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety