



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,0BU](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,0BU)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube 1000 kg - Holzkoffer

OP-301-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	1000 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel