



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,0CZ

Peso padrão F2 - peso cilíndrico com 4 parafusos de suporte - 500 kg - caixa de serviço

OP-304-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|-------------------------|----------------|
| Classe OIML | F2 |
| Construção | |
| Material | aço inoxidável |
| Valor nominal | 500 kg |

Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis