



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,0F6

Maleta de transporte para balanças PS, WLC (A1 e A2)

WX-002-0049



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção

Classe de proteção

IP 43

Parâmetros físicos

Dimensões da embalagem L x P x A

520×370×140 mm



Compatível com (Additional Fee)

Balança de precisão PS R2
Balança de precisão WLC X7
Balança de precisão WLC
Balança de precisão PS X7

Balança de precisão WLC C/2
Balança de precisão PS R1
Balança de precisão PS 5Y

Dimensões do dispositivo L x P x A

