



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,0F6

Koffer für PS, WLC-Waagen ((X7, A1 und A2)

WX-002-0049



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

Verpackungsgröße B x T x H

520×370×145 mm



Kompatibel mit (Additional Fee)

Waagen PS X7 für FPV0
 Präzisionswaagen PS R2
 Präzisionswaage WLC X7
 Präzisionswaage WLC

Präzisionswaage WLC C/2
 Präzisionswaage PS R1
 Präzisionswaage PS X7

Abmessungen des Geräts B x T x H

