



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,0F6](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,0F6)

# Koffer für PS, WLC-Waagen ((X7, A1 und A2)

WX-002-0049



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Physikalische Parameter

Verpackungsgröße B x T x H

520×370×145 mm



## Kompatibel mit (Additional Fee)

Waagen PS X7 für FPV0  
 Präzisionswaagen PS R2  
 Präzisionswaage WLC X7  
 Präzisionswaage WLC

Präzisionswaage WLC C/2  
 Präzisionswaage PS R1  
 Präzisionswaage PS X7

## Abmessungen des Geräts B x T x H

