



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,0F6

Valise pour balances PS, WLC ((X7, A1 et A2)

WX-002-0049



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques

Dimensions de colis L x P x H

520×370×145 mm



Compatible avec (Additional Fee)

Balances PS X7 pour CPP
Balance de précision PS R2
Balance de précision WLC X7
Balance de précision WLC

Balance de précision WLC C/2
Balance de précision PS R1
Balance de précision PS X7

Dimensions d'appareil L x P x H

