



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,0F6

Valise pour balances PS, WLC ((X7, A1 et A2)

WX-002-0049



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques

Dimensions de colis L x P x H

520×370×145 mm



Compatible avec (Additional Fee)

Balances PS X7 pour CPP
Balance de précision PS R2
Balance de précision WLC X7
Balance de précision WLC

Balance de précision PS X7
Balance de précision WLC C/2
Balance de précision PS R1

Dimensions d'appareil L x P x H

