



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,0F6

Valigia di trasporto per bilance PS-WLC

WX-002-0049



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco L x P x A	520×370×140 mm



Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia PS X7 per controllo CPC
 Bilancia di precisione PS R2
 Bilancia di precisione WLC X7
 Bilancia di precisione WLC
 Bilancia di precisione PS X7

Bilancia PS 5Y per controllo CPC
 Bilancia di precisione WLC C/2
 Bilancia di precisione PS R1
 Bilancia di precisione PS 5Y

Device dimensions L x P x A

