



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,0F6

Walizka do wag PS, WLC (X7, A1 i A2)

WX-002-0049



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiary opakowania S x G x W

520×370×145 mm



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagi PS X7 do KTP
 Waga precyzyjna PS R2
 Waga precyzyjna WLC X7
 Waga precyzyjna WLC

Waga precyzyjna PS X7
 Waga precyzyjna WLC C/2
 Waga precyzyjna PS R1

Wymiary urządzenia S x G x W

