



More information on the website
[mirror.radwag.com/br/info,w1,0UA](https://www.mirror.radwag.com/br/info,w1,0UA)

Peso padrão F1 - peso cilíndrico com 4 parafusos de suporte - 500 kg - caixa de madeira

OP-201-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	F1
Construção	
Material	aço inoxidável
Valor nominal	500 kg

Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis